

Prasme lietot mikroskopu

| Līmenis | Sācis apgūt | Turpina apgūt | Apguvis | Apguvis padziļināti |
|---|---|--|---|---|
| Darba vietas sagatavošana | Novieto mikroskopu, nedomājot par darba vietas iekārtojumu | Novieto mikroskopu ērtā pozīcijā, bet pastāv liela iespējamība kādam to apgāzt | Novieto mikroskopu ērtā pozīcijā tā, lai netraucētu garāmgājējiem | Novieto mikroskopu ērtā pozīcijā tā, lai netraucētu garāmgājējiem un klasesbiedriem |
| Darbam nepieciešamo priekšmetu izvēle | Izvēlas vajadzīgos priekšmetus ar skolotāja palīdzību | Izvēlas vajadzīgos priekšmetus, bet ar dažām kļūdām | Izvēlas vajadzīgos priekšmetus bez kļūdām | Patstāvīgi bez kļūdām izvēlas vajadzīgos priekšmetus |
| Mikropreparāta aplūkošana – objektīvu palielinājumu secība | Mikropreparātu aplūko, neievērojot objektīvu palielinājumu secību | Mikropreparātu aplūko, neievērojot objektīvu palielinājumu secību | Mikropreparātu aplūko, ievērojot objektīvu palielinājumu secību | Mikropreparātu aplūko, ievērojot objektīvu palielinājumu secību |
| Mikropreparāta aplūkošana – priekšmetgaldiņa pārvietošana | Priekšmetgaldiņu pārvieto tikai skolotāja vadībā | Priekšmetgaldiņu pārvieto strauji | Priekšmetgaldiņu pārvieto lēni un uzmanīgi | Priekšmetgaldiņu pārvieto apdomāti un saudzīgi, lai iegūtu kvalitatīvu attēlu |

| Līmenis | Sācis apgūt | Turpina apgūt | Apguvis | Apguvis padziļināti |
|-----------------------|---|---|--|---|
| Darba beigšana | <p>Mikroskopu pēc darba sakārto, neatvienojot no elektrības padeves.</p> <p>Beidzot darbu, nepievērš uzmanību priekšmetgaldiņa, objektīvu revolvera un tubusa novietojumam.</p> | <p>Beidzot darbu, mikroskopu atvieno no elektrības padeves.</p> <p>Beidzot darbu, daļēji pievērš uzmanību priekšmetgaldiņa, objektīvu revolvera un tubusa novietojumam.</p> <p>Apsedz mikroskopu un novieto norādītajā vietā.</p> | <p>Beidzot darbu, mikroskopu atvieno no elektrības padeves.</p> <p>Beidzot darbu, pievērš uzmanību priekšmetgaldiņa, objektīvu revolvera un tubusa novietojumam.</p> <p>Apsedz mikroskopu un novieto norādītajā vietā, spēj paskaidrot, kāpēc tas jādara.</p> <p>Sakārto savu darba vietu.</p> | <p>Bez skolotāja atgādinājuma:</p> <p>beidzot darbu, mikroskopu atvieno no elektrības padeves.</p> <p>Objektīvu revolveri novieto neitrāli, tubusu – paralēli rokturim, priekšmetgaldiņu – maksimāli augstu.</p> <p>Apsedz mikroskopu un novieto norādītajā vietā, spēj paskaidrot, kāpēc tas jādara.</p> <p>Sakārto savu darba vietu, palīdz citiem.</p> |